

Pe Maus Anti-Human Cd56/Ncam1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P13591

Artikelnummer: CM0004433



Einführung

PE Maus anti-Human CD56/NCAM1 monoklonaler Antikörper für Anwendungen der Durchflusszytometrie. Erkennt das 95 kDa neurale Zelladhäsionsmolekül 1 (NCAM1), das an der Neuronenadhäsion und dem Virusbeitritt beteiligt ist. Kreuzreagiert mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Maus anti-Human CD56/NCAM1 mAk
Bemerkungen/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Spezies	Human
Gen-ID	4684
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD56/NCAM.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13591
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel