

Pe-Maus Anti-Mensch Tcr V62 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P04234

Artikelnummer: CM0011013



Einführung

Dieser PE-konjugierte monoklonale Mausantikörper gegen humanes TCR V62 ist optimiert für die Durchflusszytometrie und liefert zuverlässige Analyse von T-Zell-Subpopulationen sowie hohe Spezifität für humane Proben in der immunologischen Forschung – ideal für Studien zu Gamma/Delta-T-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Maus anti-Mensch TCR V62 mAk
Anmerkungen/Alias	TCRD; TRD@; TCRDV1
Spezies	Mensch
GenID	6964
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen TCR V62
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04234
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel