


Pe-Maus-Monoklonaler Antikörper Gegen Kaninchen-IgG (Fc) Für Die Durchflusszytometrie - P01870

Artikelnummer: CM0006472



Einführung

Mit PE konjugierter monoklonaler Mausantikörper gegen die Fc-Region von Kaninchen-IgG. Entwickelt für den durchflusszytometrischen Nachweis von Kaninchen-Immunglobulinen in der immunologischen Forschung und diagnostischen Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Maus-anti-Kaninchen-IgG-(Fc)-mAk
Art	Kaninchen
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 96-323 von Kaninchen-IgG (Fc) (P01870)
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Kaninchen
SWISS	P01870
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel