

Pe Kaninchen Anti-4-Hydroxynonenal (4-Hne) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie

Artikelnummer: CM0000056

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen 4-Hydroxynonenon (4-HNE) gerichtet ist, einem Marker für Lipidperoxidation. Geeignet für intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC). Speziesunabhängige Reaktivität. Geliefert von CamelBio für die Beschaffung von IVD-Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-4-Hydroxynonenal mAk
Bemerkungen/Alias	4-HNE
Immunogen	Chemische Verbindungen, die 4-Hydroxynonenal entsprechen.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Eisbeutel