

Pe Kaninchen Anti-Huhn Cd25 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q90Wj4

Artikelnummer: CM0004552

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Huhn CD25 (IL-2-Rezeptor Alpha) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Ideal für Forschung in der aviären Immunologie, Treg-Studien und Untersuchungen der immunologischen Toleranz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Huhn CD25 mAk
Bemerkungen/Alias	CD25; Il2r; Ly-43; p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3559
Gen-ID	395294
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-190 von Huhn CD25 (NP_989927.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Huhn
SWISS	Q90WJ4
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel