

Pe Kaninchen Anti-Hund Cd19 Monoklonaler Antikörper - Cd19

Artikelnummer: CM0008193

Einführung

Hochwertiger PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen kanines CD19, speziell validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die B-Zell-Immunphänotypisierung und das Immunmonitoring in Hundemodellen. Optimiert für zuverlässige Leistung bei der Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Hund CD19 mAk
Spezies	Hund
Gen-ID (Mensch)	930
Gen-ID	607898
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 20-299 von Hunde-CD19 (XP_013969991.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Hund
Versand	Eisbeutel