

Pe-Kaninchen Anti-G4S-Linker Mab - G4S-Linker

Artikelnummer: CM0009696

Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf das G4S-Linkerpeptid abzielt. Validiert für Durchflusszytometrie (FC) mit artsunabhängiger Reaktivität, geeignet zum Nachweis von G4S-markierten Proteinen in Forschung und Diagnostik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-G4S-Linker mAb
Immunogen	Synthetisches Peptid (ein synthetisiertes Peptid abgeleitet aus dem G4S-Linker)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eispackung