

Pe Kaninchen Anti-Ziege IgG (Fc)-Fragment Mab - Durchflusszytometrie-Antikörper

Artikelnummer: CM0012484

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für das Ziege IgG (Fc)-Fragment. Entwickelt für die Durchflusszytometrie, bietet hohe Spezifität und minimale Kreuzreaktivität mit anderen Spezies. Ideal für den immunologischen Nachweis von Ziegenantikörpern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Ziege IgG (Fc)-Fragment mAb
Spezies	Ziege
Immunogen	Rekombinantes Protein des Ziege IgG (Fc)-Fragments
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Ziege
Versand	Eisbeutel