


Pe-Kaninchen Anti-Menschliches C5Ar1/Cd88 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P21730

Artikelnummer: CM0009376



Einführung

Hochwertiger PE-konjugierter monoklonaler Antikörper aus Kaninchen, der auf humanes C5AR1/CD88 abzielt. Spezifiziert für Durchflusszytometrie (FC). Für Forschung zu Entzündungen, Chemotaxis und GPCR-Signalgebung. Lieferung von IVD-Rohstoffen durch CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch C5AR1/CD88 mAk
Bemerkungen/Alias	C5A; C5AR; C5R1; CD88
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	728
GenID	728
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem C5AR1/CD88 entspricht (NP_001727.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21730
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel