


Pe-Kaninchen-Anti-Humanes Calreticulin-Monoklonales Antikörper Für Die Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P27797

Artikelnummer: CM0008827



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-humaner Calreticulin-Antikörper für die intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC). Ziel ist das ER-Chaperon CALR (P27797), das an der Proteinfaltung, Kalziumbindung und Qualitätskontrolle beteiligt ist. Reagiert mit humanem Material.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humanes Calreticulin-mAb
Bemerkungen/Alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	811
GeneID	811
Immunogen	Rekombinantes Protein: rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 335-417 des humanen Calreticulins entspricht (NP_004334.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P27797
Proteinmolekulargewicht	48 kDa
Versand	Ice Bag