

Pe Kaninchen Anti-Human Casr Monoklonaler Antikörper Für Fc - P41180

Artikelnummer: CM0008695



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CaSR (extrazellulärer Kalzium-sensing Rezeptor; SWISS: P41180, ~121 kDa) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie; geliefert als IVD-Rohmaterial für die Entwicklung von Diagnosetests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CaSR mAb
Bemerkungen/Alias	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	846
GenID	846
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 211-310 von humanem CaSR (NP_000379.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41180
Proteingewicht	121kDa
Versand	Eisbeutel