

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Cd100/Sema4D Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q92854

Artikelnummer: CM0010400



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD100/SEMA4D, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes Semaphorin-4D, einen Zelloberflächenrezeptor, der an der Immun- und neuronalen Signalübertragung beteiligt ist. Ideal für die Immunologie- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-Anti-Human-CD100/SEMA4D mAb
Bemerkungen/Alias	A8; GR3; BB18; CD100; COLL4; SEMAJ; coll-4; C9orf164; M-sema-G
Spezies	Mensch
GenelD (Human)	10507
GenelD	10507
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-734 von humanem Semaphorin-4D/CD100, NP_006369.3, enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92854
Proteingewicht	82kDa/96kDa
Versand	Eistasche