

Pe Kaninchen Anti-Mensch Cd101/Igsf2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q93033

Artikelnummer: CM0007807

Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der spezifisch humanes CD101 (IGSF2) erkennt – ein Membranglykoprotein, das die T-Zellproliferation hemmt. Validiert für die Durchflusszytometrie, unterstützt er die Erforschung der T-Zellregulation und Tumormarker.

[Mehr erfahren](#)