

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human Cd117/C-Kit Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P10721

Artikelnummer: CM0010377



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD117/c-Kit, validiert für die Durchflusszytometrie. Ermöglicht den Nachweis des SCF-Rezeptors in der Hämatopoese-, Mastzell- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD117/c-Kit mAb
Bemerkungen/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Spezies	Mensch
GeneID	3815
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (aa 26-520) von humanem CD117/c-Kit (NP_000213.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10721
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Kühltasche