


Pe-Kaninchen-Anti-Human-Cd11A-Mak Für Fc - P20701

Artikelnummer: CM0009568



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes CD11a (ITGAL, LFA-1) für die Durchflusszytometrie (FC). Validiert für humane Proben, mit Molekulargewichten von 118-134 kDa. Unterstützt die Erforschung der Immunzelladhäsion und des Leukozytenverkehrs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-Anti-Human-CD11a-mAk
Bemerkungen/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Spezies	Human
GeneID (Human)	3683
GeneID	3683
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-340 von humanem CD11a (NP_002200.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P20701
Proteingewicht	118kDa / 129kDa / 134kDa
Versand	Eistasche