


Pe-Kaninchen Anti-Mensch Cd123 Mak - P26951

Artikelnummer: CM0004072



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD123 (IL-3-Rezeptor Alpha). Validiert für die Durchflusszytometrie erkennt dieser Antikörper natives CD123 auf hämatopoetischen Zellen und unterstützt die Immunphänotypisierung und die diagnostische Forschung zu Leukämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen anti-Mensch CD123 mAk
Bemerkungen/Aliase	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3563
GeneID	3563
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-378 von humanem CD123 (NP_002174.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P26951
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel