

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human Cd124/IL-4Rα Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P24394

Artikelnummer: CM0006254



Einführung

Dieser PE-konjugierte Kaninchen-monoklonale Antikörper erkennt humanes CD124 (IL-4Rα) und ist für die Durchflusszytometrie validiert. Er eignet sich für Studien zu Th2-Differenzierung, IgE-Produktion und allergischen Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PE Kaninchen-anti-Human CD124/IL-4Rα mAb
Bemerkungen/Alias	CD124; IL4RA; IL-4RA
Spezies	Human
GenelD (Human)	3566
GenelD	3566
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-232 von humanem CD124/IL-4Rα (NP_000409.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P24394
Protein-Gewicht	26kDa/88kDa/90kDa
Versand	Eisbeutel