

Pe-Kaninchen Monoklonaler Antikörper Gegen Humanes Cd13/Anpep Für Fc - P15144

Artikelnummer: CM0005006



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD13/ANPEP (Aminopeptidase N). Validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für Forschung in Immunologie, Onkologie und Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD13/ANPEP
Anmerkungen/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	290
Gen-ID	290
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 69-967 von humanem CD13/ANPEP (NP_001141.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15144
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Eisbeutel