


Pe-Konjugierter Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Humanes Cd140B/Pdgfrβ Für Die Durchflusszytometrie - P09619

Artikelnummer: CM0010135



Einführung

Dieser PE-konjugierte monoklonale Kaninchen-Antikörper ist gegen humanes CD140b/PDGFRβ (PDGFRB) gerichtet und für die direkte Durchflusszytometrie validiert. Er eignet sich für die Untersuchung der Rezeptorsignalisierung bei Angiogenese, Krebsbiologie und Gefäßentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD140b/PDGFRβ
Anmerkungen/Alias	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; Platelet-derived growth factor receptor beta
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5159
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, entsprechend den Aminosäuren 33-530 des humanen CD140b/PDGFRB (NP_002600.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P09619
Proteingewicht	37 kDa / 123 kDa
Versand	Eisbeutel