


Pe-Kaninchen Anti-Mensch Cd141/Thrombomodulin Mak - P07204

Artikelnummer: CM0010804



Einführung

PE-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD141/Thrombomodulin, validiert für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen (AS 19-515). Geeignet für Untersuchungen zur Charakterisierung von Endothelzellen, Gerinnung und dendritischen Zellen (BDCA-3).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen anti-Mensch CD141/Thrombomodulin mAk
Bemerkungen/Aliase	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7056
GeneID	7056
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-515 von humanem CD141/Thrombomodulin (NP_000352.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07204
Proteinmasse	60kDa
Versand	Eisbeutel