

## Pe Kaninchen Anti-Humaner Cd146 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P43121

Artikelnummer: CM0009402



### Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD146 (MCAM/MUC18). Entwickelt für die Durchflusszytometrie, reagiert er mit humanen Proben. Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, Endothelbiologie und Melanommetastasierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE Kaninchen anti-humaner CD146 mAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | MCAM; CD146; MUC18; Zelloberflächen-Glykoprotein MUC18                                                                                      |
| Spezies           | Human                                                                                                                                       |
| GeneID (Human)    | 4162                                                                                                                                        |
| GeneID            | 4162                                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24-559 von humanem CD146 (NP_006491.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                   |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                      |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                                       |
| SWISS             | P43121                                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 57kDa/71kDa                                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                   |