

Pe-Kaninchen Anti-Mensch Cd152/Ctla-4 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P16410

Artikelnummer: CM0005271



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD152/CTLA-4, einen inhibitorischen T-Zell-Rezeptor. Entwickelt für Anwendungen der intrazellulären Durchflusszytometrie (FC). Reagiert spezifisch mit humanem CD152/CTLA-4.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Rabbit anti-Human CD152/CTLA-4 mAb
Anmerkungen/Alias	CD; GSE; GRD4; ALP55; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1493
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 37-162 von humanem CD152/CTLA-4 (NP_005205.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16410
Proteingewicht	6 kDa/8 kDa/19 kDa/24 kDa
Versand	Eisbeutel