

Pe Kaninchen Anti-Human Cd153 Mab - P32971

Artikelnummer: CM0005932

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD153 (CD30-Ligand), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für T-Zell-Proliferations- und Lymphomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-human CD153 mAb
Bemerkungen/Alias	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Spezies	Human
GeneID (human)	944
GeneID	944
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 63-234 von humanem CD153 (NP_001235.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P32971
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel