


Pe-Kaninchen-Anti-Human-Cd156C/Adam10-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - O14672

Artikelnummer: CM0011676



Einführung

PE-konjugierter, kaninischer monoklonaler Antikörper gegen humanes ADAM10 (CD156c), validiert für die Durchflusszytometrie. ADAM10 ist eine transmembranständige Metalloprotease, die am Ektodomänen-Shedding von Proteinen wie TNF, APP und Notch beteiligt ist und Rollen bei Entzündungen, Neurodegeneration und Krebs spielt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-Anti-Human-CD156c/ADAM10 mAk
Bemerkungen/Alias	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717
Spezies	Human
GeneID (Human)	102
GeneID	102
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 214-672 von humanem ADAM10 entspricht (NP_001101.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14672
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel