

Pe-Kaninchen Anti-Mensch Cd158A/Kir2DL1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P43626

Artikelnummer: CM0009690



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD158a/KIR2DL1 (inhibitorischer NK-Zell-Rezeptor). Validiert für die Durchflusszytometrie (FC), kreuzreagiert mit Mensch. Geeignet für die Forschung zur NK-Zell-Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen anti-Mensch CD158a/KIR2DL1 mAk
Bemerkungen/Aliase	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3802
Gen-ID	3802
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-245 von humanem CD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43626
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eispackung