

Pe Kaninchen Anti-Human Cd161 Mab Für Durchflusszytometrie - Q12918

Artikelnummer: CM0010731



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD161 (KLRB1/NKR-P1A) für Durchflusszytometrie. Reagiert mit Human. Nützlich zur Untersuchung der Funktion von NK-Zell-Inhibitionsrezeptoren und zur Immunphäotypisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD161 mAb
Bemerkungen/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A
Spezies	Human
Gen-ID	3820
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 67-225 von humanem CD161 (NP_002249.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q12918
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel