


Pe Kaninchen Anti-Human Cd163 Mab Für Fc - Q86Vb7

Artikelnummer: CM0009156



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD163 (M130, Hämoglobin-Szintillator-Rezeptor) für die Durchflusszytometrie. Validiert für humane Proben ist dieser Antikörper ideal für Makrophagen- und Monozytenstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD163 mAb
Bemerkungen/Alias	M130; MM130; SCAR11
Spezies	Human
GenID (Mensch)	9332
GenID	9332
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 42-1045 von humanem IL-10RA/CD210 (NP_004235.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q86VB7
Proteingewicht	125 kDa
Versand	Eisbeutel