


Pe Kaninchen Anti-Mensch Cd166/Alcam Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q13740

Artikelnummer: CM0008174



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der spezifisch menschliches CD166/ALCAM erkennt (SWISS: Q13740). Entwickelt für die Durchflusszytometrie, unterstützt er Studien zur Zelladhäsion, Immunosynapsenbildung, Stammzellhoming und Tumormetastasierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch CD166/ALCAM mAk
Bemerkungen/Alias	MEMD; CD166
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	214
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-526 von menschlichem CD166/ALCAM (NP_001618.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13740
Proteingewicht	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Versand	Eisbeutel