

Pe Kaninchen Anti-Human Cd167A/Ddr1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q08345

Artikelnummer: CM0010222



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD167a/DDR1, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Epithelialer Discoidin-Domain-Rezeptor 1, ein durch Kollagen aktivierter Tyrosinkinase, beteiligt an der Invasion von Krebszellen und der Geweberemodellierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD167a/DDR1 mAk
Bemerkungen/Alias	CAK; DDR; NEP; HGK2; PTK3; RTK6; TRKE; CD167; EDDR1; MCK10; NTRK4; PTK3A
Spezies	Human
GenID (Human)	780
GenID	780
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 21-416 von humanem CD167a/DDR1 (NP_054699.2) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q08345
Proteingewicht	101kDa
Versand	Eisbeutel