


Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human Cd170/Siglec-5 Mab - O15389

Artikelnummer: CM0011982



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD170/Siglec-5, ein auf myeloischen Zellen exprimiertes, Sialinsäure-bindendes Lektin. Validiert für Durchflusszytometrie, geeignet für Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD170/Siglec-5 mAb
Bemerkungen/Alias	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5
Spezies	Human
GeneID (Human)	8778
GeneID	8778
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O15389
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel