


## Pe Kaninchen Anti-Human Cd172A/Sirpα Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P78324

Artikelnummer: CM0011184



### Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD172a/SIRPα (P78324) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Geeignet für die Untersuchung von Phagozytose, Immunregulation und synaptischen Signalmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE Kaninchen anti-Human CD172a/SIRPα mAk                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1                                                                                    |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                               |
| GenID (Mensch)    | 140885                                                                                                                               |
| GenID             | 140885                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 31-370 von humanem CD172a/SIRPα (NP_542970.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | FC (Durchflusszytometrie)                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                               |
| SWISS             | P78324                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 55 kDa                                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                            |