

Pe Kaninchen Anti-Mensch Cd177 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8N6Q3

Artikelnummer: CM0005371

Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD177 (NB1/PRV-1) für die Durchflusszytometrie. Entwickelt zum Nachweis von CD177 auf Neutrophilen-Subpopulationen; kreuzreagiert mit Mensch. Geeignet für Immunphänotypisierung und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch CD177 mAk
Bemerkungen/Alias	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57126
GenID	57126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-407 von humanem CD177 (NP_065139.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N6Q3
Proteinmolekulargewicht	15kDa/27kDa/46kDa
Versand	Eisbeutel