

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd185/Cxcr5-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P32302

Artikelnummer: CM0008972

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD185/CXCR5 (BLR1), validiert für die Durchflusszytometrie. Zielt auf den B-Zell-Chemoattraktant-Rezeptor ab, der an der Migration von B-Zellen und am Burkitt-Lymphom beteiligt ist. Swiss-Prot: P32302.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humaner-CD185/CXCR5-monoklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	643
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-47 von humanem CD185/CXCR5 (NP_033981.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32302
Proteingewicht	36 kDa/42 kDa
Versand	Kühlakku