

Pe Kaninchen Anti-Human Cd196/Ccr6 Mak - P51684

Artikelnummer: CM0008241



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CCR6/CD196. Validiert für Durchflusszytometrie. Zielt auf einen GPCR ab, der für die Chemotaxis von dendritischen Zellen, T-Zellen und B-Zellen sowie für die mukose Immunität entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD196/CCR6 mAk
Bemerkungen/Alias	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6
Spezies	Human
GenID (Human)	1235
GenID	1235
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P51684
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel