


Pe-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Gegen Humanes Cd197/Ccr7 Für Die Durchflusszytometrie - P32248

Artikelnummer: CM0012539



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD197/CCR7 (BLR2, EBI1) für die Durchflusszytometrie. Geeignet zur Untersuchung des Lymphozytentransports, des Homing und der durch das Epstein-Barr-Virus induzierten Rezeptorexpression. UniProt P32248.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humaner-CD197/CCR7-mAk
Bemerkungen/Alias	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1236
GeneID	1236
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 25-59 des humanen CD197/CCR7 (NP_001829.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32248
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku