


Pe-Kaninchen Anti-Menschliches Cd1B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P29016

Artikelnummer: CM0012083



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD1b (SWISS: P29016), validiert für die Durchflusszytometrie, ideal für Untersuchungen zur Lipidantigenpräsentation und T-Zell-Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen anti-menschliches CD1B mAk
Bemerkungen/Alias	R1; CD1; CD1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	910
GenID	910
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-303 von menschlichem CD1B (NP_001755.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P29016
Proteingewicht	37 kDa/30 kDa
Versand	Eisbeutel