


Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human Cd1C Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P29017

Artikelnummer: CM0008126



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD1c (R7, BDCA1), ein Lipid-Antigen-präsentierendes Molekül. Validiert für die Durchflusszytometrie, ist dieser 38 kDa Antikörper ideal für Studien zur adaptiven Immunität und Glykolipid-Präsentation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-Anti-Human CD1c mAb
Bemerkungen/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Spezies	Human
GeneID (Human)	911
GeneID	911
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-298 von humanem CD1c (NP_001756.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P29017
Protein-Gewicht	38kDa
Versand	Eistasche