

Pe Kaninchen Anti-Mensch Cd2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P06729

Artikelnummer: CM0011736



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der auf humanes CD2 (T11, LFA-2, SRBC) abzielt, speziell für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Identifizierung von T-Zellen und NK-Zellen in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch CD2 mAk
Bemerkungen/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	914
Gen-ID	914
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-209 von humanem CD2 (NP_001758.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06729
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel