


Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human Cd200R Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q8Td46

Artikelnummer: CM0008739



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD200R (OX2-Rezeptor), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Immunphänotypisierung und die Erforschung von Immun-Checkpoint-Signalwegen in der Entzündungs- und Onkologieforschung. Molekulargewicht: 37 kDa; Speziesreaktivität: human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-Anti-Human CD200R mAk
Bemerkungen/Alias	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	131450
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 29-240 von humanem CD200R entspricht (NP_740750.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8TD46
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel