


Pe Kaninchen Anti-Human Cd205/Dec-205 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O60449

Artikelnummer: CM0010928



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD205/DEC-205 (LY75) für die Durchflusszytometrie gerichtet ist. Erkennt den endozytischen Rezeptor auf dendritischen Zellen und B-Zellen. Hohe Spezifität, validiert für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD205/DEC-205 mAk
Bemerkungen/Alias	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6
Spezies	Human
GenID (Human)	4065
GenID	4065
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 216-501 von humanem CD205/DEC-205 (NP_002340.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O60449
Proteingewicht	198kDa
Versand	Eisbeutel