

Pe Kaninchen Anti-Human Cd207/Langerin Mak Für Fc - Q9Uj71

Artikelnummer: CM0005359



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD207/Langerin für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für Human, ideal zur Untersuchung der Biologie der Langerhans-Zellen und der Mechanismen der Antigenpräsentation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD207/Langerin mAk
Bemerkungen/Alias	CLEC4K
Spezies	Human
GenID	50489
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 65-328 von humanem Langerin/CD207 (NP_056532.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UJ71
Proteinmasse	37kDa
Versand	Eisbeutel