


Pe-Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Humanes CD213A1/IL-13Rα1 Für Die Durchflusszytometrie - P78552

Artikelnummer: CM0009987



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD213a1/IL-13Rα1 (CT19) für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit humanem Material. 49 kDa. Ideal zur Untersuchung der Interleukin-13-Signalübertragung in Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD213a1/IL-13Rα1
Bemerkungen/Alias	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3597
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 29-343 des humanen CD213a1/IL-13Rα1 (NP_001551.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78552
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku