

Pe Kaninchen Anti-Mensch Cd220 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P06213

Artikelnummer: CM0008234



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD220 (Insulinrezeptor) für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes CD220 mit einem Molekulargewicht von 156 kDa. Validiert für den Einsatz in der FC-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch CD220 mAk
Bemerkungen/Alias	HHF5; CD220
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3643
GenID	3643
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-944 von humanem CD220 (NP_000199.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06213
Proteingewicht	156 kDa
Versand	Eisbeutel