

Pe Kaninchen Anti-Human Cd221A/Igf-1Rα Mab - P08069

Artikelnummer: CM0011157



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD221/IGF-1R, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet zum Nachweis der IGF-1R-Expression in humanen Zellen, unterstützt die Krebs- und Zellsignal-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-human CD221α/IGF-1Rα mAb
Bemerkungen/Alias	IGFR; CD221; IGFR; JTK13
Spezies	Human
GeneID (Human)	3480
GeneID	3480
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 31-932 des humanen CD221α/IGF-1Rα (NP_000866.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08069
Proteingewicht	155kDa
Versand	Eistasche