


Pe-Kaninchen-Anti-Humaner CD226/Dnam-1-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q15762

Artikelnummer: CM0009341



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-humaner-CD226-(DNAM-1)-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Dieser Antikörper richtet sich gegen CD226, einen kostimulatorischen Rezeptor auf T- und NK-Zellen, der nach der Bindung an PVR/CD155 und Nectin2/CD112 die Zytotoxizität gegenüber Tumorzellen und infizierten Zellen verstärkt. Ideal für die Immunzellprofilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humaner CD226/DNAM-1-mAb
Bemerkungen/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLI5A1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10666
GeneID	10666
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-247 des humanen CD226/DNAM-1 (NP_006557.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15762
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Kühlakku