

## Pe Kaninchen Anti-Human Cd23 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P06734

Artikelnummer: CM0010129



### Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD23 (FcεRII) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Erkennt den niedrigaffinen IgE-Rezeptor, der an der Regulation von B-Zellen beteiligt ist, mit Kreuzreaktivität zu Human und einem Molekulargewicht von 36 kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE Kaninchen anti-Human CD23 mAb                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCErII; BLAST-2                                                                             |
| Spezies           | Human                                                                                                                         |
| Gen-ID (Human)    | 2208                                                                                                                          |
| Gen-ID            | 2208                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 48-321 von humanem CD23 (NP_001993.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | FC                                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                         |
| SWISS             | P06734                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 36kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |