


Pe Kaninchen Anti-Human Cd235a/Glycophorin A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P02724

Artikelnummer: CM0009188



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD235a/Glycophorin A, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Erythrozytenmembranstudien, MN-Blutgruppenforschung und die Analyse von Infektionskrankheitsrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-human CD235a/Glycophorin A mAb
Bemerkungen/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2993
GeneID	2993
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-91 von humanem CD235a (NP_002090.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02724
Proteingewicht	13kDa/16kDa
Versand	Eisbeutel