

Pe-Kaninchen Anti-Humaner Cd24 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P25063

Artikelnummer: CM0004190

Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD24, geeignet für die Durchflusszytometrie. CD24 ist ein GPI-verankertes Glykoprotein, das an der Zelldifferenzierung und Immunmodulation beteiligt ist. Validierte Kreuzreaktivität mit humanem Material; ideal für B-Zell-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen anti-humaner CD24 mAb
Bemerkungen/Alias	CD24A; CD24
Spezies	Human
GeneID (Human)	100133941
GeneID	100133941
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-80 von humanem CD24 entspricht (NP_037362.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P25063
Protein-Gewicht	8 kDa; 13 kDa
Versand	Eistasche