

Pe Kaninchen Anti-Mensch Cd244/2B4 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Bzw8

Artikelnummer: CM0008626

Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD244/2B4 (SLAMF4) für Durchflusszytometrie-Anwendungen. Erkennt humanes CD244, einen wichtigen NK-Zellrezeptor, geeignet für Immunzellprofilierung und Aktivierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch CD244/2B4 mAk
Bemerkungen/Alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; CD244 Molekül
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51744
GeneID	51744
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 22-221 von humanem CD244/2B4 (NP_001160135.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BZW8
Proteinmasse	30kDa/36kDa/41kDa
Versand	Eisbeutel