

## Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human Cd261/Trail-R1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - 000220

Artikelnummer: CM0010458



### Einführung

PE-konjugierter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD261/TRAIL-R1 (DR4). Ideal für Durchflusszytometrie-Studien zu TRAIL-induzierter Apoptose und Death-Receptor-Signalgebung. Hohe Spezifität, für FC validiert.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Beschreibung                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE Kaninchen-anti-Human CD261/TRAIL-R1 mAk                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; TNF-Rezeptor-Superfamilie-Mitglied 10a                                               |
| Spezies           | Human                                                                                                                                |
| Gen-ID (Human)    | 8797                                                                                                                                 |
| Gen-ID            | 8797                                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 124-232 von humanem CD261/TRAIL-R1 (NP_003835.3) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                                |
| SWISS             | 000220                                                                                                                               |
| Protein-Gewicht   | 50kDa                                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                            |